


*pure*sense

CARE OF YOU



Dental C

SONIC SERIES

PSTC500B

TABLE OF CONTENT

Safety precautions	4
Overview	6
Operation.....	7
Specifications.....	8

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner.....	9
Översikt	11
Användning	12
Specifikationer	13

INNHALDSFÖRTEGNELSE

Sikkerhetsinstruksjoner.....	14
Oversikt	16
Bruk.....	17
Spesifikasjoner.....	18

SAFETY PRECAUTIONS



READ ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING! Risk of personal injury or product and/or property damage if you do not follow the precautions.

USAGE PRECAUTIONS


- Do not place or store the charger case where it can fall or be pulled into a bathtub, sink or toilet.
- Do not place or drop in water or other liquid. Do not reach for the charger case that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.
- Do not use while bathing.
- Unplug charger case before cleaning and assure that it is dry before plugging it into an electrical outlet.
- Never look directly at the UV light when activated.
- Keep fingers, skin, and eyes away from the UV source.
- Use only toothbrush heads designed for the sanitizing case to ensure proper UV coverage and fit.
- Avoid placing non-compatible items (e.g. jewelry, non-brush items) inside.
- Ensure the UV light automatically shuts off when you open the lid. If not, unplug it and contact an authorized service center. Stop using the sanitizing case immediately if you notice cracks, or malfunctions.

SYMBOL	EXPLANATION
	Read all of the instructions before use and save them for future reference.
	This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference. NetOnNet AB reserves the rights to update contents of this manual without further notice.
	This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet AB.
	The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
	This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please recycle any materials in accordance with your local recycling regulations.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important instructions. If these instructions are not followed, there is risk of personal injury or product and/or property damage.

OVERVIEW

PARTS




1. Toothbrush charging
2. UV sanitizer for brush heads
3. Storage compartment
4. USB-C charging port
5. Power indicator



OPERATION

USE THE CASE

1. Open the lid, place the suitable toothbrush (Sonic series toothbrush) into the charging travel case.
2. Plug a USB-C cable into the charging port of travel case, then plug another head into the adaptor or other USB power sources.
3. The power indicator will light in red. The toothbrush charge indicator on the handle will light up.



4. Close the lid, UV sanitizer will start working automatically for around 7 minutes.
5. The power indicator lights up red, even if the toothbrush is fully charged.

MAINTENANCE

- Wipe the device with a dry cloth.
- The product should be stored away from dust, dirt and water sources such as tubs and sinks.
- Store the product out of reach of children.

SPECIFICATIONS

Model name	PSTC500B
Power supply	5V DC, 600mA
Sanitizing time	7 minutes
IP class	IPX4
Storage compartment	143 x 27 mm
Size	299 x 74 x 41 mm
Weight	211 g
Included in the package	- Travel case - USB-A to USB-C charging cable - User manual

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.



VARNING! Risk för personskada eller skador på produkten och/eller egendom om du inte följer försiktighetsåtgärderna.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER


- Placera eller förvara inte laddaren där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
- Placera eller tappa inte i vatten eller annan vätska. Räck inte efter laddaren som har fallit i vatten eller annan vätska. Dra omedelbart ur kontakten.
- Använd den inte när du badar.
- Koppla ur laddfodralet före rengöring och se till att det är torrt innan du ansluter det till ett eluttag.
- Titta aldrig direkt på UV-ljuset när det är aktiverat.
- Håll fingrar, hud och ögon borta från UV-källan.
- Använd endast tandborsthuvuden avsedda för UV-rengöringen för att säkerställa korrekt UV-täckning och passform.
- Undvik att placera icke-kompatibla föremål (t.ex. smycken, föremål som inte är borstar) inuti.
- Se till att UV-ljuset släcks automatiskt när du öppnar locket. Om inte, koppla ur den och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Sluta använda fodralet omedelbart om du märker sprickor eller funktionsfel.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs manualen före användning.
	Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklARATIONER. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.
	Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.
	CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
	Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.
	Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.
	Denna symbol identifierar utrustning som uppfyller de säkerhetskrav som anges för utrustning av klass II enligt IEC 61140.
	Utopstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer apparaten.

OVERVIEW

DELAR




1. Tandborstladdare
2. UV-rengöring för borsthuvuden
3. Förvaringsfack
4. USB-C laddningsport
5. Strömindikator



OPERATION

ANVÄND FODRALET

1. Öppna locket, placera lämplig tandborste (tandborste i Sonic-serien) i fodralet.
2. Anslut en USB-C-kabel till laddningsporten på fodralet och anslut sedan ett annat huvud till adaptern eller andra USB-strömkällor.
3. Strömindikatorn lyser rött. Tandborstens laddningsindikator på handtaget tänds.



4. Stäng locket, UV-rengöraren kommer att börja arbeta automatiskt i cirka 7 minuter.
5. Strömindikatorn lyser rött, även om tandborsten är fulladdad.

UNDERHÅLL

- Torka av enheten med en torr trasa.
- Produkten ska förvaras på avstånd från damm, smuts och vattenkällor såsom badkar och handfat.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.

SPECIFICATIONS

Modellnamn	PSTC500B
Strömförsörjning	5V DC, 600mA
Rengöringstid	7 minuter
IP klass	IPX4
Förvaringsfack	143 x 27 mm
Storlek	299 x 74 x 41 mm
Vikt	211 g
Ingår i förpackningen	- Fodral - USB-A till USB-C laddningskabel - Användarmanual

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



LES ALLE AV INSTRUKSJONENE FØR BRUKES OG LAGRE DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.



ADVARSEL! Fare for personskade eller skade på produktet og/eller skade på eiendom hvis du ikke følger forholdsreglene.

FORHOLDSREGLER VED BRUK


- Ikke plasser eller oppbevar ladeetuiet på et sted der den kan falle eller bli dratt ned i badekar, vask eller toalett.
- Ikke plasser eller slipp den i vann eller annen væske. Ikke strekk deg etter ladeetuiet som har falt i vann eller annen væske. Trekk ut støpselet umiddelbart.
- Må ikke brukes mens du bader.
- Trekk ut støpselet før rengjøring, og sørg for at det er tørt før du kobler det til et strømuttak.
- Se aldri direkte på UV-lyset når det er aktivert.
- Hold fingre, hud og øyne borte fra UV-kilden.
- Bruk kun tannbørstehoder som er beregnet for desinfiseringsetuiet for å sikre riktig UV-dekning og passform.
- Unngå å plassere ikke-kompatible gjenstander (f.eks. smykker, gjenstander som ikke er tannbørster) inni.
- Sørg for at UV-lyset slås av automatisk når du åpner lokket. Hvis ikke, må du trekke ut støpselet og kontakte et autorisert servicesenter. Slutt å bruke desinfiseringsetuiet umiddelbart hvis du oppdager sprekker eller funksjonsfeil.

SYMBOL	FORKLARING
	Les brukerhåndboken før bruk.
	Denne bruksanvisningen gir ingen garanti eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.
	NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.
	CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektro-magnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
	Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er det produktet som omfattes av WEEE-direktivet, med unntak av batterier. Alt materiale skal resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.
	Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Vennligst resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsbestemmelser.
	Dette symbolet identifiserer utstyr som oppfyller sikkerhetskravene som er spesifisert for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærværet av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet.

OVERSIKT

DELER




1. Lading av tannbørsten
2. UV-desinfiseringsmiddel for børstehoder
3. Oppbevaringsrom
4. USB-C-ladeport
5. Strømindikator



BRUK

BRUK REISEETUIET

1. Åpne lokket, plasser den passende tannbørsten (Tannbørste i Sonic-serien) i det ladbare reiseetuiet.
2. Koble en USB-C-kabel til ladeporten på reiseetuiet, og koble deretter et annet hode til adapteren eller andre USB-strømkilder.
3. Strømindikatoren vil lyse rødt. Ladeindikatoren for tannbørsten på håndtaket vil lyse.



4. Lukk lokket, og UV-desinfisering begynner automatisk i ca. 7 minutter.
5. Strømindikatoren lyser rødt, selv om tannbørsten er fulladet.

VEDLIKEHOLD

- Tørk av enheten med en tørr klut.
- Produktet skal oppbevares borte fra støv, smuss og vannkilder som badekar og vasker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.

SPESIFIKASJONER

Modell navn	PSTC500B
Strømforsyning	5V DC, 600mA
Desinfiseringstid	7 minutter
IP klass	IPX4
Oppbevaringsrom	143 x 27 mm
Størrelse	299 x 74 x 41 mm
Vekt	211 g
Inkludert i pakken	- Reiseetui - USB-A til USB-C-ladekabel - Brukerhåndbok

